

## 新商品のご案内

株式会社ハピラ  
TEL.03-3851-1365

	商品名	品番	JAN	商品サイズ mm	入数	定価 (税抜)	インナー カートン	カートン
1	pH試験紙	KSK17	4550163011888	110×55×4.5	一式	オープン	10	400




### 用意するもの

実験に使う液体、つまようじまたは紙コップ

### あると便利なもの

キッチンペーパー、ピンセットなど

### 使い方



本体からpH試験紙を切り取ります。  
つまようじまたは紙コップを使って、紙の端に  
実験で使う液体をつけ、色の変化を調べます。  
カラーチャートと比較し、pHの値を確認します。



材質：紙  
JAN：4550163011888